

# DENTOCORE

Body

## Core build-up and post cementation composite material

### ویژگی‌ها:

- پلیمریزاسیون دو گانه (سلف و لایت کیور)
- کیور شدن به صورت تضمینی - حتی در نواحی که نور LED دستگاه کیور غیر قابل دسترس است
- فاز الاستیک آن این امکان را میدهد که مواد اضافه به راحتی پاک و برداشته شوند.

- بر اساس تکنولوژی پلیمرهای چند شاخه (hyperbranched) خواص مکانیکی پیشرفته تر از کامپوزیت مرسوم BIS-gama

-رادیو اپسیتی عالی (radiopacity)

- استحکام عالی برای ترمیم های طولانی مدت

کمترین میزان شrinkage در هنگام پلیمریزاسیون: تطابق بهتر با مارجین



Firm consistency for easier handling without condensation

### موارد مصرف:

- برای کور-بیلد آپ
- سمان کردن پست های فایبر گلاس

### Technical data Body

Compressive strength	250 MPa
Linear shrinkage	1.2%
Flexural strength	200 MPa
Diametral tensile strength	40 MPa
Water absorption	2 µg/mm <sup>3</sup>
Working time	1 min 30 - 3 min 30
Auto setting time	2 min 30 - 4 min 30
Radiopacity	400 % AI

### References DentoCore Body

#### DentoCore Body A3 shade

1 x 50 g cartridge	
+ 25 mixing tips	
+ 25 intra-oral tips	DCBODY-50

#### DentoCore Body Automix

1 x 5 ml syringe A3	
+ 10 mixing tips	
+ 10 fine intra-oral tips	
+ 10 extra-fine intra-oral tips	DABODY1-10

#### DentoCore Body Automix - Value Pack

3 x 5 ml syringes A3	
+ 30 mixing tips	
+ 30 fine intra-oral tips	
+ 30 extra-fine intra-oral tips	DABODY3-VP

#### Fine intra-oral mixing tips

Refill of 25 mixing tips + 25 intra-oral tips	DTA
---	-----

#### Dispensing Gun for Cartridge

DCP

# DENTOCORE



ویسکوزیته مناسب (نه خیلی ویسکوز و نه خیلی روان)  
برای نفوذ بهتر در شیارها

# MATRICES

## ویژگی ها:

- با کامپوزیت ، سمان های گلاس آینومر و اکریلیک استفاده میشود
- متناسب با آناتومی طبیعی دندان
- موجود در سایز های مختلف
- قابلیت لایت کیور
- شکل کونیکال / مخروطی برای نتیجه ی بهتر



4 6 7 8 10 12  
ø (mm)

## نکات:

برای برداشتن راحت تر ماتریکس زمانی که CORE کیور شد، با استفاده از یک اسکیلر یک حفره بالای ماتریکس ایجاد کنید. اسکیلر را از حفره به زیر سطح ماتریکس عبور دهید.  
این کار باعث جدا شدن ماتریکس و محل ترمیم میشود و اطمینان ایجاد میکند که ماتریکس به راحتی خارج میشود.

## References

10 matrix kit	
ø 4 mm	MCA10-4
ø 6 mm	MCA10-6
ø 7 mm	MCA10-7
ø 8 mm	MCA10-8
ø 10 mm	MCA10-10
ø 12 mm	MCA10-12
Matrix kit	
36 cones of 6 different diameters	MCAC36

## References DentoCore

### DentoCore Automix

- 1 x 5 ml syringe A3
- + 10 mixing tips
- + 10 fine intra-oral tips
- + 10 extra-fine intra-oral tips ..... DCSAK1

### DentoCore Cartridge

#### DentoCore White shade

- 1 x 50 g cartridge
- + 25 mixing tips
- + 25 intra-oral tips ..... DCB-50

#### DentoCore A3 shade

- 1 x 50 g cartridge
- + 25 mixing tips
- + 25 intra-oral tips ..... DCA3-50

