

REFLECTYS FLOW

Universal fluid composite

ویژگی‌ها:



موارد استفاده:

- پر کردن در درمان های تهاجمی جزئی با و یا بدون ضایعات پوسیدگی
- پر کردن سطوح در کلاسهای V, III, I
- تکنیک ساندویچ که شامل ترکیب لایه هایی از کامپوزیت با ویسکوزیته بالا هست
- اصلاح مارجین های ترمیم های کامپوزیتی یا inlay
- سمان کردن (فیکس کردن) ریتینرها
- تقویت دندان ها پس از یک حادثه آسیب زا یا همراه با پرکردن ضعیف شده

نکات:

- اطمینان از سیل شدن بهتر در حین جایگذاری کامپوزیت
- بعد از پر کردن نواحی undercut با فلو، یک لایه از کامپوزیت پلیمریزه نشده فلو را قرار دهید. (قبل از شروع پروسه یتینگ)
- هنگامی که کامپوزیت پر می شود، فلو بالا می آید و روی دیواره های دندان می ریزد، از سیل شدن بهتر اطمینان حاصل کنید.

Technical data

Layer - Advised curing time 20 sec (LED)	2 mm
Depth of curve	2.54 mm
Compressive strength	250 MPa
Flexural strength	120 MPa
Shrinkage rate	3.70%

References

2g syringe + 10 tips ø 0.9 mm

A1	FWTYS-A1
A2	FWTYS-A2
A3	FWTYS-A3
A3.5	FWTYS-A3.5
B2	FWTYS-B2
B3	FWTYS-B3